

Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi

	FV over 2500 og GA 37+	FV over 2500/GA 34+0-36+6	FV 1500-2500g			
<p>Hvis TcB = Indgrænsen eller umåelig, skal pædiater kontaktes akut med henblik på vurdering og plan og evt. akut blodprøvetagning med brug af ABL på neo.</p> <p>Ved høje TsB værdier <u>eller</u> ved hurtigt stigende værdier <u>eller</u> ved værdier der kun lige netop er under lysgrænsen, skal pædiater ALTID kontaktes ift. tidspunkt for næste blodprøve og videre plan.</p>						
Timer	80% af Indgrænse- Udgrænse	Indgrænse	80% af Indgrænse- Udgrænse	Indgrænse	80% af Indgrænse- Udgrænse	Indgrænse
0 -24	Ikterus 0-24 timer kræver altid kontrol af TsB. TsB over 100 det første levedøgn skal altid konfereres med pædiater.					
25	143	179	123	153	122	152
26	146	182	125	156	123	154
27	149	186	128	159	125	156
28	152	190	130	163	127	158
29	155	193	133	166	128	160
30	158	197	135	169	130	163
31	160	201	138	172	132	165
32	163	204	140	175	133	167
33	166	208	143	178	135	169
34	169	211	145	181	137	171
35	172	215	148	184	138	173
36	175	219	150	188	140	175
37	178	222	153	191	142	177
38	181	226	155	194	143	179
39	184	230	158	197	145	181
40	187	233	160	200	147	183
41	190	237	163	203	148	185
42	193	241	165	206	150	188
43	195	244	168	209	152	190
44	198	248	170	213	153	192
45	201	252	173	216	155	194
46	204	255	175	219	157	196
47	207	259	178	222	158	198
48/2dg	210	263	180	225	160	200
49	213	266	183	228	162	202
50	216	270	185	231	163	204
51	219	273	188	234	165	206
52	222	277	190	238	167	208
53	225	281	193	241	168	210
54	228	284	195	244	170	213
55	230	288	198	247	172	215
56	233	292	200	250	173	217
57	236	295	203	253	175	219
58	239	299	205	256	177	221
59	242	303	208	259	178	223
60	245	306	210	263	180	225
61	248	310	213	266	182	227
62	251*	314	215	269	183	229
63	254*	317	218	272	185	231
64	257*	321	220	275	187	233
65	260*	324	223	278	188	235
66	263*	328	225	281	190	238
67	265*	332	228	284	192	240
68	268*	335	230	288	193	242
69	271*	339	233	291	195	244
70	274*	343	235	294	197	246
71	277*	346	238	297	198	248
72/3dg	280*	350	240	300	200	250
* Ved TcB over 250 skal der altid kontrolleres med TsB uanset alder/GA/FV						